



ResMed

Changing lives
with every breath

AirView™

Rahat bir uyku için ıęır aan yaklaşım

Hastaları tedavi sırasında rahat ettirmek, onları uzun vadeli tedavilerde uyumlu olma konusunda teşvik eder. ResMed Air Solutions'un yeni seri maskeleri, aparatları ve teknolojileri, tedavinin her aşamasında en üst düzeyde rahatlık sunmak üzere, uyumlu çalışırlar. Dolayısıyla, hastanın tedaviye başladığı ilk andan itibaren, başarıya ulaşmaları için herşey onlara sunulur.



Kişiye özel tedavi

The AutoSet™ Response özellięi AutoSet tedavisinin faydalarını daha yumuşak basın yükselişleri sunarak rahat bir gece uykusu sağlar.



Sessiz Motor

Sessiz Easy-Breath™ motoru doğal ve rahat nefes alma deneyimini sunar



Kolay kullanıcı arayüzü

Hastaların kolayca yönlendirebileceęi menüsü ile büyük, kolay-kullanılır renkli ekran



Uyku başlangıcı dedektörü

Uykuya geçiş dedektör özellięi ile yeni AutoRamp™ tedaviyi, ilk günden itibaren, mümkün olduęu kadar rahatlatmak üzere tasarlanmıştır.



Entegre nemlendirici

Climate Control (İklim Kontrolü) teknoloji ile yeni HumidAir ısıtıcı nemlendirici, gece boyunca düzenli nemlendirme sağlar

Uyku Tedavisi Premium



RESPİTEK

SOLGROUP

AirView™
AirSense 10
AirCurve 10

Tedavi seçimlerine yeni bir başlangıç

ResMed Air Solutions, Obstruktif Uyku Apnesi (OSA) 'nden Santral Uyku Apnesi (CSA)'ne kadar çok çeşitli uyku-solunum-bozukluklarına hizmet eden iki yeni cihaz serisi sunar.

The AirSense 10 serisi, ResMed'in 25 yıllık uyku tedavisi ekspertizine dayanarak, uyku apnesi hastalarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmıştır.

AirSense 10 Elite, kaliteli bir sabit basınç tedavi cihazı.

AirSense 10 AutoSet, kanıtlanmış algoritmali Auto Set 'i sunan otomatik ayarlı tedavi cihazı.

AirSense 10 AutoSet for Her, Kadınlara spesifik özellikli uyku apnesine uygun cevap veren ilk ve tek özel algoritma-maya sahiptir.

ResMed'in yeni AirCurve 10 tedavi cihazları, tanınmış çift seviyeli teknolojileri kullanarak geniş bir hasta grubunu tedavi eder.

AirCurve 10 S, özellikle uyum sağlamayan CPAP hastalarını da içeren geniş bir hasta grubuna hitap eden etkili, rahat tedavi sunmak için tasarlanmış sabit-basınçlı, çift seviyeli cihaz.

AirCurve 10 VAuto, daha fazla basınç desteğine ihtiyacı olan OSA hastalarını tedavi etmek için, VAuto algoritmasında kanıtlanmış olan AutoSet™ algoritması ve Easy-Breathe dalga formunun konforunu kullanan, otomatik olarak ayarlanan çift seviyeli cihaz.

AirCurve 10 CS PaceWave : CSR ve CSA (kompleks uyku apnesi dahil) gibi genel solunum yolu hastalıkları ve ilgili obstruktif durumlar için kişiselleştirilmiş tedavi. AirCurve 10 CS PaceWave, hastanın kendi yakın zaman dakika ventilasyonu ile birlikte üzerinde en çok klinik çalışma yapılmış ve kanıtlanmış olan PaceWave algoritmasını hedefleyen, adapte olabilen tek servo-ventilasyon (ASV) tedavisidir.



		AirSense 10 series		
		AirSense 10 Elite	AirSense 10 AutoSet	AirSense 10 AutoSet for Her
Tedavi Modları	CPAP	•	•	•
	AutoSet		•	•
	AutoSet for Her			•
Klinik Görüş	Cheyne-Stokes solunum algılaması	•	•	•
	Genel apne algılaması	•	•	•
	Solunumla Bağlı Arausol (RERA)			•
Konfor Özellikleri	AutoSet yanıtı AutoSet algoritma		•	•
	Uykuya dalma algılamalı AutoSet algoritma	•	•	•
	İklim kontrolü	•	•	•
	İyileştirilmiş Oto iklim kontrolü	•	•	•
	Ekspiratuar basınç azaltması (EPR)	•	•	•
Data	Akıllı Başlatma	•	•	•
	Kendinden kablosuz bağlantı	•	•	•
	AirView	•	•	•
Kod	Uzaktan yardım	•	•	•
	Kod Numaraları	37265	37266	37420

		AirCurve 10 series		
		AirCurve 10 S	AirCurve 10 V Auto	AirCurve 10 CS PaceWave
Tedavi Modları	CPAP	•	•	•
	VAuto		•	
	S	•	•	
Klinik Görüş	ASV			•
	ASV Auto			•
	Cheyne-Stokes solunum algılaması	•	•	
Konfor Özellikleri	Genel apne algılaması	•		
	Vsync	•	•	•
	TiControl	•	•	
	Tetikleme ve döngü	•	•	
	İklim kontrolü	•	•	•
Data	İyileştirilmiş Oto iklim kontrolü	•	•	•
	Kendinden kablosuz bağlantı	•	•	•
	AirView	•	•	•
Kod	Uzaktan yardım	•	•	•
	Kod Numaraları	37350	37267	37283

