


CPAP CİHAZINI NEDEN DEZENFEKTE ETMELİYİZ?



CPAP Cihazının
içindeki bakteriler



Escherichia coli



Stephylococcus
aureus



Candida albicans



Bir Hafta Sonra...



CPAP Cihazınızı ve aksesuarlarda
birçok çeşit bakteri görünebilir



Bakteriler Havayolu
üzerinden solunum
sisteminize girebilir

Sadece temiz bir CPAP cihazı size sağlıklı nefes sunar

Cihazınızı Nasıl Dezenfekte Edersiniz?

- Ozon Dezenfeksiyon Cihazınızı her seferin 35 dk kullanın



- Dezenfeksiyon başarıları %99.99'a kadar

Test Edilen Bakteri	Test Grubu	Test Grubundaki Ortalama KOB	Pozitif Kontroldeki Ortalama KOB	Dezenfeksiyon Oranı
escherichia coli (8099)	1	25	2.2×10^6	99.99
	2	25	1.8×10^6	99.99
	3	30	1.7×10^6	99.99
	Ortalama		1.9×10^6	99.99
staphylococcus aureus(ATCC 6538)	1	65	1.4×10^6	99.99
	2	60	1.4×10^6	99.99
	3	35	1.4×10^6	99.99
	Ortalama		1.4×10^6	99.99
candida albicans (ATCC 10231)	1	60	1.0×10^6	99.99
	2	85	1.1×10^6	99.99
	3	55	1.1×10^6	99.99
	Ortalama		1.1×10^6	99.99

ÖNEMLİ İPUCU

CPAP Cihazınızı ve aksesuarlarını en az haftada bir dezenfekte etmeyi unutmayın

