

LUMİS™ 150 ST iVAPS

iVAPS'lı Non İnvaziv Basınç Destek Ventilatörü



Her nefesi korumaya yönelik tasarlanmış senkronize performans

iVAPS: şimdi ST'de

iVAPS modu, basınç desteğinin rahatlığı ve eşzamanlılığını, hedef hacim garantisi ve akıllı solunum desteği (IBR) ile bir araya getirir. Alveolar ventilasyonu hedefleyerek, hızlı ve hassas tepkisi, alveolar ventilasyonun stabilitesini korumaya yeterli hızda ve noktürnal tedavi sırasındaki uyku kesilmeleri en aza indirecek kadar yumuşaktır.

ÜRÜN KODU

LUMİS™ 150 ST iVAPS 28113

LUMİS™ 150 ST iVAPS Özellikleri

Terapi Modları iVAPS (intelligent Volume-Assured Pressure Support) PAC (Pressure Assisted Control) CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) S (Spontaneous) T (Timed) ST (Spontaneous-Timed)	Basınç Değerleri IPAP: 4–25 cm H ₂ O EPAP: 2–25 cm H ₂ O CPAP: 4–20 cm H ₂ O	AirView & MyAir Bulut Takip Yüksek Çözünürlüklü Akım (25 HZ) 7 Günlük SD Kart üzerine Özet Data 365 Günlük Detaylı Data 30 Günlük
	Tetikleme ve Döngü Hassasiyetleri 5 Seviyeli Hassasiyet	

LUMİS™ 150 ST-A iVAPS

iVAPS ve Alarmlı Non İnvaziv Basınç Destek Ventilatörü



Her nefesi korumaya yönelik tasarlanmış senkronize performans

iVAPS: şimdi ST- A'da

iVAPS modu, basınç desteğinin rahatlığı ve eşzamanlılığını, hedef hacim garantisi ve akıllı solunum desteği (iBR) ile bir araya getirir. Alveolar ventilasyonu hedefleyerek, hızlı ve hassas tepkisi, alveolar ventilasyonun stabilitesini korumaya yeterli hızda ve noktürnal tedavi sırasındaki uyku kesilmeleri en aza indirecek kadar yumuşaktır.

ÜRÜN KODU

LUMİS™ 150 ST-A iVAPS 28202

VPAP ST-A iVAPS Özellikleri

Terapi Modları iVAPS (intelligent Volume-Assured Pressure Support) PAC (Pressure Assisted Control) CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) S (Spontaneous) T (Timed) ST (Spontaneous-Timed)	Basınç Değerleri IPAP: 4–30 cm H ₂ O EPAP: 2–30 cm H ₂ O CPAP: 4–20 cm H ₂ O	AirView & MyAir Bulut Takip Yüksek Çözünürlüklü Akım (25 HZ) 7 Günlük SD Kart üzerine Özet Data 365 Günlük Detaylı Data 30 Günlük
Alarmlar Yüksek Kaçak Non-vented maske Düşük Dakika Ventilasyonu Apne Düşük SpO ₂ (Oksimetre Probu Bağlandığında)	Tetikleme ve Döngü Hassasiyetleri 5 Seviyeli Hassasiyet	



RESPİTEK

SOLGROUP